


LOCK 2000 Vest Instructions for Use



Video Instructions /
Instrucciones en vídeo /
Instructions vidéo



Detailed Instructions /
Instrucciones detalladas /
Instructions détaillées



Digital IFU /
Instrucciones digitales /
Mode d'emploi numérique

© 2026 Gus Gear, Inc. All rights reserved.
Gus Gear® and Break Free!® are trademarks of Gus Gear, Inc.


Table of Contents

English.....10-12


Spanish.....13-16

French.....17-20

Size Chart / Tabla de Tallas / Tableau des Tailles

	Chest Measurement / Medida del Pecho / Tour de Poitrine	
	inches / pulgadas / pouces	centimeters / centímetros / centimètres
Size 1 / Talla 1 / Taille 1	13 - 16.5	33 - 42
Size 2 / Talla 2 / Taille 2	16 - 19.5	40.5 - 49.5
Size 3 / Talla 3 / Taille 3	18 - 24	45.5 - 61
Size 4 / Talla 4 / Taille 4	21.5 - 30	54.5 - 76
Size 5 / Talla 5 / Taille 5	28 - 41	71 - 104
Size 6 / Talla 6 / Taille 6	37 - 56	94 - 142

How to Measure / Cómo Medir / Comment Mesurer



Measure around the broadest part of the chest

Mida alrededor de la parte más ancha del pecho

Mesurez la circonférence de la poitrine à l'endroit le plus large

Standard Patient Bundle / Paquete Estándar para Pacientes / Ensemble Standard pour Patient

2 Vests* (1 to wear and 1 to wash) for continuous protection

*NEW! Each Vest now includes one Single Safe Strip













2 chalecos* (1 para usar y 1 para lavar) para una protección continua

*¡NUEVO! Cada chaleco ahora incluye una tira de seguridad

2 gilets* (1 à porter et 1 à laver) pour une protection continue

*NOUVEAU! Chaque gilet comprend désormais une bande adhésive Single Safe Strip

Glossary of Symbols

	Single Patient, Multi-Use	Paciente único, uso múltiple	Patient unique, usage multiple
	Refer to IFU for more information	Consulte las instrucciones de uso para obtener más información	Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi
	Not made with Natural Rubber Latex	No fabricado con látex de caucho natural	Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
	Batch Code	Código de lote	Code de lot
	Unique Device Identification	Identificación única de dispositivos	Identification unique des dispositifs
	Manufacturer	Fabricante	Fabricant
	Catalog Number	Número de catálogo	Numéro de catalogue
	MR Safe	Seguro para resonancias magnéticas	MR Safe
	30 °C, very mild fine wash	30 °C, lavado delicado muy suave	30 °C, lavage très doux
	Non-sterile	No estéril	Non stérile
	Do not tumble dry	No secar en secadora	Ne pas mettre au sèche-linge
	This product contains NO METAL	Este producto NO contiene METAL	Ce produit ne contient AUCUN MÉTAL

Join us on Social Media

Get connected for our latest news and updates!



On Facebook @GusGear











On Instagram @GusGear



On LinkedIn @GusGear











Application & Removal / Aplicación y

Single Lumen Catheter / Catéter de un solo lumen / Cathéter à lumière unique



Eliminación / Application et Retrait


Double Lumen Catheter / Catéter de doble lumen / Cathéter à double lumière



Application & Removal / Aplicación y

Accessed Port / Puerto de acceso / Cathéter implantable utilisé



















Eliminación / Application et Retrait



Application & Removal / Aplicación y

Eliminación / Application et Retrait

Exit Site on the Back / Punto de salida en la espalda / Sortie arrière



LOCK 2000 Vest

Gus Gear's **LOCK 2000 Vest** is a wearable catheter securement system. The device uses an adjustable strap system to secure the catheter by absorbing the force of pulls on the catheter.

The LOCK 2000 Vest is designed for **single- or double-lumen tunneled central catheters** and **accessed ports** and can be adjusted to fit many diameters of catheters and infusion tubing.

Expected Clinical Benefits

EN

- Protection of the entire central line against accidental pulling, tugging, and twisting
- Reduction in risk of central line trauma (fracture, fissure, dislodgement, deaccessing, disconnection)
- Reduction in risk of central line infection

Intended Use

The LOCK System is intended to provide external securement, stabilization, and protection of an implanted or percutaneous indwelling access device and its associated external tubing. The LOCK System is designed for repeated or continuous use to maintain the position of catheter or tubing devices for infant through adult populations in home or clinical settings.

Indications for Use

The LOCK 2000 Vest is indicated to externally secure, stabilize, and protect tunneled and non-tunneled central venous catheters in the torso in infant through adult patients for short- or long-term use in home or clinical settings to help prevent accidental dislodgement or traction.

Contraindications

Precautions / Limitations of Use

In patients with significant physical deformities (such as severe scoliosis, kyphosis, chest wall abnormalities, or other anatomical variations), the Vest may not fit properly or distribute pressure/support evenly. As a result, device may not perform as intended and could provide reduced effectiveness.

Warnings

- Intended for **Single Patient Use** only. May be reused in the same patient for an extended time.
- This product contains nylon, spandex, polyester, polyethylene, polyurethane, and calcium carbonate. Do not use in patients with known or suspected allergy to any of these components.
- Do not use if any Safe Strip securement strap is missing, damaged or not properly securing the catheter(s) in place for any reason.
- **Contact your doctor immediately** if the catheter is damaged or dislodged.
- Device is **NOT sterile**.

IMPORTANT SAFETY WARNING – Risk of Catheter Dislodgement

This securement vest is designed to help reduce the risk of accidental pulling, tugging, or tension on catheter or tubing. However, no securement device can guarantee 100% protection against catheter dislodgement, migration, or pull-out in all situations.

Cautions

EN

- Vest must be properly fitted and used according to the instructions to secure catheter.
- **DO NOT remove Safe Strip while catheter is attached.** To remove Safe Strip, first unfasten Safe Strip strap(s), releasing catheter.
- Do not use if patient's body size is too small or too large to fit appropriately into the standard size range of the Vest.
- Do not use if patient's skin is unable to tolerate the minimal pressure associated with wearing the Vest.

Precautions

- Read and follow all instructions prior to use, including care instructions.
- DO NOT use hot water to wash. DO NOT place in a dryer. (Please refer to care instructions.)
- Vest should be replaced if hook and loop closures (Velcro) no longer adequately secure adjustment straps and front flap.
- Vest should be replaced if there is any damage to components or components are not functioning properly – laminate material, snaps, or Safe Strips
- Patient breast development may hinder the Vest's ability to perform.
- **Do not overtighten Vest or Safe Strips.** Over-tightening could cause damage to product.

Possible Complications

The potential exists for complications, including the following:

- If the product is not used within guidelines provided, damage to the catheter can occur.
- **Contact your doctor immediately** if the catheter is damaged or dislodged.

MRI Information

- This product does not contain any metal and is composed entirely of materials that are electrically non-conductive, non-metallic, and non-magnetic.
- This product is considered **MR Safe** but has not been tested for safety with MRI.

Flammability

The product is constructed from a laminated textile composite consisting of three materials. Two materials have been independently tested by an accredited laboratory and meet the requirements of **16 CFR Part 1610 – Class 1 (Normal Flammability)**. The third component is a nylon/spandex performance textile with no unusual fire or explosion hazards and is commonly used in consumer athletic apparel. The finished product is not represented as flame-resistant and should be kept away from open flames, ignition sources, and oxygen-enriched environments in accordance with standard hospital fire safety protocols.

EN

Service Life

The garment is designed for a **service life of up to 1 year** under normal use and care (approximately **52 wash cycles**). Users should regularly inspect the fabric, fasteners, and other components for wear or damage, and discontinue use if degraded. **Replacement is recommended after 1 year of use**, even if no damage is visible.

Product Tracing

Traceability is provided by the Lot Number on the packaging and the corresponding manufacturing date displayed on the product.

Care & Maintenance

Cleaning

- Clean the Vest **no less than once a week AND when soiled**. (Individual hospital and patient population protocols may vary.)
- Before washing, engage all velcro, including Single and Dual Safe Strips.
- Machine wash. Gentle cycle, cold water. **Hang dry only** (no dryer).
- Use standard laundry detergent.
- Vest may be hand-washed using a clean basin if a washer is not available.
- Do not use commercial laundry.

Inspection & Maintenance

- Examine the Vest to determine that all parts are present and in working order.
- Do not use if Vest is damaged or missing parts.
- The LOCK 2000 Vest **can be reused for the same patient** after cleaning.

Storage & Disposal

- This garment is made of **non-hazardous textile materials** and may be disposed of with normal household waste, or through local textile recycling programs where available.
- Store the garment in a clean, dry place and avoid prolonged exposure to direct sunlight, excessive heat, or moisture.

Gus Gear and Break Free! are trademarks of Gus Gear Inc.
Copyright 2026 Gus Gear Inc. All rights reserved.
PO Box 607
Valencia, PA 16059 USA
Customer Support Line: 866-822-4GUS (4487)
Web: <https://gusgear.com/>

Chaleco LOCK 2000

El chaleco **LOCK 2000** de Gus Gear es un sistema de fijación de catéteres que se lleva puesto. El dispositivo utiliza un sistema de correas ajustables para sujetar el catéter y absorber la fuerza de los tirones.

El chaleco LOCK 2000 está diseñado para **catéteres centrales tunelizados de uno o dos lúmenes y puertos de acceso**, y se puede ajustar para adaptarse a catéteres y tubos de infusión de muchos diámetros.

Beneficios clínicos esperados

- Protección de toda la vía central contra tirones, jalones y torsiones accidentales
- Reducción del riesgo de traumatismos en la vía central (fractura, fisura, desplazamiento, pérdida de acceso, desconexión)
- Reducción del riesgo de infección de la vía central

ES

Uso previsto

El sistema LOCK está diseñado para proporcionar fijación externa, estabilización y protección de un dispositivo de acceso implantado o percutáneo y sus tubos externos asociados. Además, puede usarse de manera repetida o continua con el fin de mantener la posición de los catéteres o la tubulación, en pacientes de todas las edades, desde bebés hasta adultos, tanto en el hogar como en entornos clínicos.

Indicaciones de uso

El chaleco LOCK 2000 se utiliza para fijar, estabilizar y proteger externamente los catéteres venosos centrales en la zona del torso, tanto tunelizados como no tunelizados, en pacientes de todas las edades, ya sea a corto o largo plazo en el hogar o en entornos clínicos, con el fin de ayudar a prevenir la salida o el tirón accidental del catéter.

Contraindicaciones

Precauciones/Limitaciones de uso

En pacientes con deformidades físicas significativas (como escoliosis grave, cifosis, anomalías en la pared torácica u otras variaciones anatómicas), es posible que el chaleco no se ajuste correctamente o no distribuya la presión o el soporte de manera uniforme. Como resultado, es posible que el dispositivo no funcione según lo previsto y que su eficacia se vea reducida.

Advertencias

- Destinado **exclusivamente** para el **uso en un solo paciente**. Puede reutilizarse en el mismo paciente durante un periodo prolongado.
- Este producto contiene nailon, spandex, poliéster, polietileno, poliuretano y carbonato cálcico. No utilizar en pacientes con alergia conocida o sospechada a cualquiera de estos componentes.
- No lo utilice si falta alguna tira de seguridad de la correa, si la correa está dañada o no fija correctamente el catéter por algún motivo.
- **Póngase en contacto con su médico inmediatamente** si el catéter está dañado o se ha salido.
- El dispositivo **NO** es **estéril**.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD – riesgo de salida del catéter

Este chaleco de sujeción está diseñado para ayudar a reducir el riesgo de tirones, jalones o tensiones accidentales en el catéter o la tubulación. Sin embargo, ningún dispositivo de sujeción puede garantizar una protección total contra el desplazamiento, la migración o la salida accidental del catéter en todas las situaciones.

ES

Advertencias

- El chaleco debe ajustarse correctamente y utilizarse de acuerdo con las instrucciones para fijar el catéter.
- **NO retire la correa de seguridad mientras el catéter esté conectado.** Para retirar la tira, primero desabroche las correas para liberar el catéter.
- No lo utilice si el tamaño corporal del paciente es demasiado pequeño o demasiado grande para ajustarse adecuadamente a la escala de tallas estándar del chaleco.
- No lo utilice si la piel del paciente no tolera la presión mínima asociada al uso del chaleco.

Precauciones

- Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizarlo, incluidas las instrucciones de cuidado.
- NO utilice agua caliente para lavarlo. NO lo introduzca en la secadora. (Consulte las instrucciones de cuidado).
- El chaleco debe sustituirse si los cierres tipo velcro ya no sujetan adecuadamente las correas de ajuste y la solapa delantera.
- El chaleco debe sustituirse si hay algún daño en los componentes o si estos no funcionan correctamente, incluido el material laminado, los broches o las tiras de seguridad.
- El desarrollo mamario de la paciente puede dificultar el funcionamiento del chaleco.
- No apriete demasiado el chaleco ni las tiras de seguridad. Apretarlos en exceso podría dañar el producto.

Posibles complicaciones

Existe la posibilidad de que se produzcan complicaciones, entre las que se incluyen las siguientes:

- Si el producto no se utiliza según las instrucciones proporcionadas, se pueden producir daños en el catéter.
- Póngase en contacto con su médico inmediatamente si el catéter está dañado o se ha salido.

Información sobre resonancias magnéticas

- Este producto no contiene ningún metal y está compuesto íntegramente por materiales que no son conductores de la electricidad, no son metálicos y no son magnéticos.
- Este producto se considera **seguro para resonancias magnéticas**, pero no se ha probado su seguridad con este tipo de pruebas.

Inflamabilidad

El producto está fabricado con un compuesto textil laminado conformado por tres materiales. Dos de los materiales han sido probados de forma independiente por un laboratorio acreditado y cumplen los requisitos de la norma **16 CFR Parte 1610 - Clase 1 (Inflamabilidad normal)**. El tercer componente es un tejido técnico de nailon/spandex sin riesgos inusuales de incendio o explosión y que se utiliza habitualmente en prendas deportivas de consumo. El producto acabado no se presenta como resistente al fuego y debe mantenerse alejado de llamas abiertas, fuentes de ignición y entornos enriquecidos con oxígeno, de acuerdo con los protocolos estándar de seguridad contra incendios de los hospitales.

ES

Vida útil

La prenda está diseñada para una **vida útil de hasta 1 año** con un uso y cuidado normales (aproximadamente **52 ciclos de lavado**). Los usuarios deben inspeccionar periódicamente el tejido, los cierres y otros componentes para detectar signos de desgaste o daños, y dejar de utilizarla si presenta deterioro. **Se recomienda sustituirla tras 1 año de uso**, incluso si no presenta daños visibles.

Trazabilidad del producto

La trazabilidad se garantiza mediante el número de lote que figura en el embalaje y la fecha de fabricación correspondiente que se indica en el producto.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza

- Limpie el chaleco **al menos una vez a la semana Y cuando esté sucio.** (Los protocolos individuales de los hospitales y la población de pacientes pueden variar).
- Antes de lavarlo, cierre todos los velcros, incluidas las tiras de seguridad simples y dobles.
- Lave a máquina. Utilice un ciclo suave y agua fría. **Seque únicamente colgando** (no use secadora).
- Utilice detergente estándar para ropa.
- El chaleco se puede lavar a mano en un recipiente limpio si no se dispone de lavadora.
- No utilice lavanderías comerciales.

Inspección y mantenimiento

- Examine el chaleco para comprobar que todas las piezas están presentes y en buen estado de funcionamiento.
- No lo utilice si el chaleco está dañado o le faltan piezas.
- El chaleco LOCK 2000 se puede reutilizar para el mismo paciente después de limpiarlo.

ES

Almacenamiento y eliminación

- Esta prenda está fabricada con **materiales textiles no peligrosos** y puede desecharse con la basura doméstica normal o a través de los programas locales de reciclaje de textiles, cuando estén disponibles.
- Guarde la prenda en un lugar limpio y seco y evite la exposición prolongada a la luz solar directa, el calor excesivo o la humedad.

Gilet LOCK 2000

Le **gilet LOCK 2000** de Gus Gear est un système de fixation de cathéter portable. Le dispositif utilise un système de sangles réglables pour fixer le cathéter en absorbant la force exercée sur celui-ci.

Le gilet LOCK 2000 est conçu pour **les cathéters centraux tunnelisés à simple ou double lumière** et **les ports d'accès**, et peut être ajusté pour s'adapter à de nombreux diamètres de cathéters et de tubes de perfusion.

Avantages cliniques attendus

- Protection de l'ensemble du cathéter central contre les tractions, les secousses et les torsions accidentelles
- Réduction du risque de traumatisme du cathéter central (fracture, fissure, déplacement, dépose, déconnexion)
- Réduction du risque d'infection de la ligne centrale

Utilisation prévue

Le système LOCK est destiné à assurer la fixation externe, la stabilisation et la protection d'un dispositif d'accès implanté ou percutané à demeure et de ses tubulures externes associées. Le système LOCK est conçu pour une utilisation répétée ou continue afin de maintenir la position des cathéters ou des tubulures chez les nourrissons et les adultes, à domicile ou en milieu hospitalier.

Indications d'utilisation

Le gilet LOCK 2000 est indiqué pour fixer, stabiliser et protéger de manière externe les cathéters veineux centraux tunnelisés et non tunnelisés dans le torse des patients, du nourrisson à l'adulte, pour une utilisation à court ou à long terme à domicile ou en milieu clinique, afin d'aider à prévenir tout déplacement ou traction accidentels.

FR

Contre-indications

Précautions / Limites d'utilisation

Chez les patients présentant des déformations physiques importantes (telles qu'une scoliose sévère, une cyphose, des anomalies de la cage thoracique ou d'autres variations anatomiques), le gilet peut ne pas s'ajuster correctement ou répartir la pression/le soutien de manière uniforme. Par conséquent, le dispositif peut ne pas fonctionner comme prévu et son efficacité peut être réduite.

Avertissements

- Destiné à **un usage unique par un seul patient**. Peut être réutilisé chez le même patient pendant une période prolongée.
- Ce produit contient du nylon, du spandex, du polyester, du polyéthylène, du polyuréthane et du carbonate de calcium. Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue ou suspectée à l'un de ces composants.
- Ne pas utiliser si une sangle de fixation Safe Strip est manquante, endommagée ou ne maintient pas correctement le(s) cathéter(s) en place pour quelque raison que ce soit.
- **Contactez immédiatement votre médecin** si le cathéter est endommagé ou s'est délogé.
- Le dispositif n'est **PAS stérile**.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT – Risque de déplacement du cathéter

Ce gilet de fixation est conçu pour aider à réduire le risque de traction, de tiraillement ou de mise en tension accidentels sur le cathéter ou le tube. Cependant, aucun dispositif de fixation ne peut garantir une protection à 100 % contre le déplacement, la migration ou le retrait du cathéter dans toutes les situations.

Précautions

- Le gilet doit être correctement ajusté et utilisé conformément aux instructions pour fixer le cathéter.
- **NE PAS retirer la bande Safe Strip tant que le cathéter est fixé.** Pour retirer la bande Safe Strip, détachez d'abord la ou les sangles Safe Strip, puis libérez le cathéter. **FR**
- Ne pas utiliser si la taille du patient est trop petite ou trop grande pour s'adapter correctement à la gamme de tailles standard du gilet.
- Ne pas utiliser si la peau du patient ne tolère pas la pression minimale associée au port du gilet.

Précautions

- Lisez et suivez toutes les instructions avant utilisation, y compris les instructions d'entretien.
- NE PAS utiliser d'eau chaude pour le lavage. NE PAS mettre dans un sèche-linge. (Veuillez vous reporter aux instructions d'entretien.)
- Le gilet doit être remplacé si les fermetures à crochets et boucles (Velcro) ne permettent plus de fixer correctement les sangles de réglage et le rabat avant.
- Le gilet doit être remplacé si l'un de ses composants est endommagé ou ne fonctionne pas correctement (matériau laminé, boutons-pression ou bandes de sécurité).
- Le développement mammaire de la patiente peut nuire au bon fonctionnement du gilet.
- Ne serrez pas trop le gilet ou les bandes de sécurité. Un serrage excessif pourrait endommager le produit.

Complications possibles

Les complications suivantes sont possibles :

- Si le produit n'est pas utilisé conformément aux instructions fournies, le cathéter peut être endommagé.
- Contactez immédiatement votre médecin si le cathéter est endommagé ou s'est délogé.

Informations relatives à l'IRM

- Ce produit ne contient aucun métal et est entièrement composé de matériaux non conducteurs d'électricité, non métalliques et non magnétiques.
- Ce produit est considéré **comme compatible avec l'IRM**, mais sa sécurité n'a pas été testée avec l'IRM.

Inflammabilité

Le produit est fabriqué à partir d'un composite textile laminé composé de trois matériaux. Deux de ces matériaux ont été testés indépendamment par un laboratoire accrédité et répondent aux exigences de la norme **16 CFR Part 1610 – Classe 1 (inflammabilité normale)**. Le troisième composant est un textile performant en nylon/élasthane qui ne présente aucun risque inhabituel d'incendie ou d'explosion et qui est couramment utilisé dans les vêtements de sport grand public. Le produit fini n'est pas présenté comme résistant aux flammes et doit être tenu à l'écart des flammes nues, des sources d'inflammation et des environnements enrichis en oxygène, conformément aux protocoles standard de sécurité incendie des hôpitaux. **FR**

Durée de vie

Le vêtement est conçu pour une **durée de vie maximale d'un an** dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (environ **52 cycles de lavage**). Les utilisateurs doivent inspecter régulièrement le tissu, les attaches et les autres composants afin de détecter toute trace d'usure ou de détérioration, et cesser de l'utiliser s'il est endommagé. **Il est recommandé de le remplacer après un an d'utilisation**, même si aucun dommage n'est visible.

Traçabilité du produit

La traçabilité est assurée par le numéro de lot figurant sur l'emballage et la date de fabrication correspondante indiquée sur le produit.

Entretien et maintenance

Nettoyage

- Nettoyez le gilet **au moins une fois par semaine ET lorsqu'il est sale.** (Les protocoles individuels des hôpitaux et des populations de patients peuvent varier.)
- Avant le lavage, fermez toutes les bandes Velcro, y compris les bandes de sécurité simples et doubles.
- Lavage en machine. Cycle délicat, eau froide. **Sécher uniquement à l'air libre** (pas de sèche-linge).
- Utilisez une lessive standard.
- Le gilet peut être lavé à la main dans un bassin propre si vous ne disposez pas de lave-linge.
- Ne pas faire appel à un service de blanchisserie commercial.

Inspection et entretien

- Examinez le gilet pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et en état de fonctionnement.
- Ne pas utiliser le gilet s'il est endommagé ou s'il manque des pièces.
- Le gilet LOCK 2000 peut être réutilisé pour le même patient après nettoyage.

Stockage et élimination

- Ce vêtement est fabriqué à partir de **matériaux textiles non dangereux** et peut être éliminé avec les déchets ménagers normaux ou dans le cadre des programmes locaux de recyclage des textiles, le cas échéant.
- Stockez le vêtement dans un endroit propre et sec et évitez toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité.

FR